

Taşınabilir elektronik görsel iletişim tableti

MegaBee, kullanımı kolay, görsel bir iletişim tabletidir ve amacı

- Beyin kanaması geçirmiş hastalarla
- Hareket kaybı olan hastalarla
- MS hastalarıyla
- Hareketsel nörolojik rahatsızlıkları olan hastalarla
- Hiç konuşmayan veya konuşmaları kısıtlı olan veya yazıları okunaksız olan hastalarla iletişim sağlamaktır

Cihaz nasıl çalışır? Görsel iletişim cihazı, entegre ekranda gösterilen harfleri seçebilmek için yöntem olarak göz hareketini ve kırpmasını kullanmaktadır.

Cihazın kullanımı kolay mı? MegaBee, kullanımı kolaydır, hızlı bir şekilde uygulanabilir ve bakıcıyla rahat ve kesintisiz bir iletişim sağlamaktadır, dolayısıyla hastanın yaşam kalitesi de artmaktadır. Kalibrasyona gerek yoktur, başın veya tabletin konum değişiklikleri algılanmaktadır.

Cihaz bir bilgisayara bağlanmak zorunda mı? Hayır, MegaBee tamamen portatiftir ve yatakta, evde bakım esnasında veya tekerlekli sandalyede kullanılabilir. Herhangi bir bilgisayar bileşenine ihtiyaç olmamasına rağmen, yine de göstergeyi daha büyük bir ekrana yansıtmayı mümkün kılmak veya bilgisayara bir metin girebilmek için bir Bluetooth fonksiyonu mevcuttur.

Piller ne kadar dayanır? Şarj edilebilir piller 24 saat dayanır ve cihazın kapanmasına 5 dakika kala zayıf pil durumunu gösteriyor. Cihaz, yine pillerin şarjı esnasında da kullanılabilir.

Cihaz, aksesuarla birlikte mi gelir? MegaBee, kişisel bir taşıma çantası içerisinde gelir. Paket içeriğinde, dünya çapında kullanılabilen bir şarj aleti, bir kullanma kılavuzu ve alıştırmaya yönelik bir bilgisayar animasyonu bulunur.

Bakımı karmaşık mı? Tablet, dayanıklı, uzun ömürlü ve hafif olan polipropilenden imal edilmiştir ve nemli bir bezle kolayca temizlenebilir.

